

SMS



Du kan sende og modtage SMS'er ved slutte en mobiltelefon til din enhed ved hjælp af Bluetooth. Du har brug for hjælp fra en anden person, der kan røre ved skærmen, når du konfigurerer din telefon.

- 1 Åbn **Hurtigmenu**.
- 2 Vælg **Avancerede indstillinger**.
- 3 Vælg **Programmer**.
- 4 Vælg **Mobiltelefon**.
- 5 Installér appen Tobii Dynavox Beam (BETA) på din telefon.
- 6 Kør appen, og vælg **Tilslut telefon**.
- 7 Tænd Bluetooth, og par din telefon.

Scan QR-koden, og få vist en liste over kompatible telefoner.



Din telefon er nu konfigureret, og du kan prøve den af!

Send en hurtig SMS til en anden person. Bed personen om at sende dig en SMS, så du er sikker på, at det virker.

